

4-17 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN DE ONAYLI'

# PARMAK DELMEDEN<sup>2</sup> KESİNTİSİZ UYKULAR



## Flash şeker takibine hoşgeldiniz

Freestyle Libre ile siz ve çocuğunuz parmak delmeye gerek kalmadan şeker ölçebilirsiniz.<sup>3</sup>



  
**FreeStyle**  
**Libre**  
FLASH GLUKOZ TAKIP SİSTEMİ

Temsili veriler yalnızca örnek amaçlıdır, gerçek hasta verileri değildir.

 **Abbott**

# Artık, çocuğunuzun parmağını delmeden şekerini takip edebilirsiniz<sup>3</sup>

Çocuğunuzun şekerini kontrol etmek için sadece kolunun üst arka kısmına taktığı küçük sensörü okuyucuya okutun.

## Freestyle Libre Sensör



**Gönül rahatlığı ile kullanılabilir -**  
Tüm gece ve gündüz şeker ölçümlerini otomatik olarak yapar<sup>4</sup>



**Kanıtlanmış doğruluk -**  
Kalibrasyona gerek duymadan 14 güne kadar klinik doğruluk sağlar<sup>3,5</sup>



**Pratik ve küçük-** Küçük boyutuyla dikkat çekmeyecek şekilde tasarlanmıştır. (1 TL'lik madeni parayla aynı boyutta)

## Freestyle Libre Okuyucu



**Kolay gece testi -** Şeker düzeylerini kontrol etmek için yalnızca okutun



**Hızlı -** Sadece 1 saniyelik okutma ile gece düşüşleri de dahil olmak üzere yükselmeleri ve düşüşleri kolayca takip edebilirsiniz



**Kullanışlı -** Giysilerin üzerinden bile istediğiniz sıklıkta okutabilirsiniz<sup>6</sup>



FreeStyle  
Libre  
FLASH GLUKOZ TAKIP SİSTEMİ



## Parmak delmeden her acısız ölçümle takip edebileceğiniz:


- **Mevcut şeker değeri**

- **Eğilim göstergesi**

Şeker değerinin yükseldiğini, düştüğünü ya da yavaşça değiştiğini gösterir

- **8 saate kadar şeker geçmişi**

Gece ve gündüz; yemek, fiziksel aktivite ve insülinin şeker düzeylerini nasıl etkilediğini görebilirsiniz





## Basitçe okutmak varken, parmak delmek niye?<sup>3</sup>

### Freestyle Libre Sistemi

Siz ve çocuğunuz, eksiksiz şeker profili bilgisi edinerek diyabeti daha kolay yönetebilirsiniz.



Keşfetmek ve Sipariş Vermek İçin [www.freestylelibre.com.tr](http://www.freestylelibre.com.tr)

Müşteri Hizmetleri  
 **0850 577 75 04**

<sup>1</sup>En az 18 yaşında olan bir hasta yakınının gözetimi gerektirir. Bu kişi çocuğun Freestyle Libre Sistemini kullanmakla ve ölçümleri okumakla ya da yardımcı olmakla sorumludur. | <sup>2</sup>Sensör okuması için parmak delinmesi gerekmez. | <sup>3</sup>Glukoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda interstisyel (hücreler arası) sıvı glukoz düzeyleri kan glukoz düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında veya sistem hipoglisemi ya da yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde veya belirtiler sistem okumalarıyla uyummadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile parmaktan ölçüm yapılması gerekir. | <sup>4</sup>Sensör 14 günde bir değiştirilmeli ve en az 8 saatte bir okutulmalıdır. | <sup>5</sup>Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc. | <sup>6</sup>Okuyucu, sensörün 1 cm ile 4 cm uzağında tutulduğunda, sensörden veriyi alabilir.

  
**FreeStyle**  
**Libre**  
FLASH GLUKOZ TAKIP SİSTEMİ

FreeStyle Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care, Inc.'in ticari markalarıdır.  
© 2017 ADC-07370

 **Abbott**